



## BUDENAT® LM D 447

### Anwendung und Dosierung

Zuerst groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Anschließend die Oberfläche gründlich mit der Anwendungsverdünnung mit Hilfe von geeigneten Nasswischverfahren oder Materialien befeuchten. Eintrocknen lassen oder nach Ablauf der Einwirkzeit nachspülen.



### Ausgewählte Dosierungen und Einwirkzeiten für die Flächendesinfektion:

#### Bakterien und Pilze

Einsatzbereich	Dosierung	Einwirkzeit
Bakterizidie und Levurizidie (VAH-Liste / EN 13697)	2,0 %	15 min. (N)
	1,0 %	60 min. (N)
Bakterizide und levurizide Schnell-desinfektion nach DGHM-Methode / EN 13697	7,5 %	1 min. (H)
Listerien & Salmonellen (EN 13697)	1,5 %	5 min. (N)

#### Viren

Einsatzbereich	Dosierung	Einwirkzeit
Behüllte Viren / Begrenzte Viruzidie (RKI/DVV bzw. EN 14476)	7,5 %	1 min. (H)
	3,0 %	15 min. (H)
Spezielle unbehüllte Viren Rota (RKI/DVV bzw. EN 14476)	0,25 %	1 min. (N)
Spezielle unbehüllte Viren Noro (RKI/DVV bzw. EN 14476)	6,0 %	30 min (N)

(H) Getestet unter hoher Belastung – Werte gelten auch für leicht verschmutzte Oberflächen

(N) Getestet unter niedriger Belastung – Werte gelten nur für vorgereinigte Oberflächen

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**